



## Стрілки магнітні на підставці демонстраційні (пара)

Технічна специфікація та комплектація товару може змінюватися виробником відповідно до потреб замовника споживача.

Фото товару на сайті може відрізнятися від реального. Деталі запитайте у консультанта.

Відповідає Наказу №574/29.04.2020

Ознайомитися з Наказом ["Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій"](#)

- Все про товар
- Відгуків (0)

- Оплата та доставка

Використовуються стрілки магнітні на підставці демонстраційні (пара) в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час проведення демонстраційних дослідів. Набір застосовують для вивчення взаємодії полюсів магнітів; орієнтації магніта в магнітному полі; визначення напрямку магнітного меридіану та інших дослідів з магнетизму та електромагнетизму.

**Технічні характеристики:**

довжина стрілки: 140 мм;

габаритні розміри стрілки: 140x67x100 мм;

вага стрілки 0,014 кг.