



## Куля Паскаля

Технічна специфікація та комплектація товару може змінюватися виробником відповідно до потреб замовника.

Фото товару на сайті може відрізнятися від реального. Всі питання з'ясовуються з менеджером..

Використовується куля Паскаля в кабінеті фізики закладу освіти під час вивчення курсу молекулярної фізики і термодинаміки для демонстрації рівномірної дії тиску на рідину або газ, що знаходиться у замкненій посудині.

### **Характеристики:**

Пластиковий (скляний) циліндр, у якому переміщається за допомогою штока, щільно припасований до стінок, поршень. До штока прикріплена ручка для переміщення поршня

вздовж циліндра. На другому кінці трубки - циліндра прилаштовано металеве (пластикове) сферичне тіло (куля), з рівномірно розташованими вздовж всієї площини, отворами..  
Вага: 0,45 кг.