



## Прилад для демонстрації вимушених коливань

Призначений для демонстрації вимушених коливань і затухання вільних коливань при вивченні фізики в загальноосвітньому навчальному закладі.

Щоб підвісити кульку – її підв'язують до підвісу, а щоб підвісити пінопластовий елемент – його підвішують на нитку за допомогою голочки з бульбашкою.

Для проведення демонстрацій необхідний штатив.

Комплектність:

- Планка з трьома підвісами – 1 шт.;
- Стрижень металевий – 1 шт.;
- Кулька металева – 3 шт.;
- Кулька пластикова – 3 шт.;
- Циліндр пластиковий – 3 шт.;
- Елемент з пінопласту – 3 шт.;