

Тренажерор «Катетеризация»

Назначение

Данный тренажер предназначен для обучения введения катетера в мочеиспускательный канал и мочевого пузыря (мужской) с лечебной или диагностической целью

Тренажер состоит из имитатора половых органов (мужской и женский) мочевого системы и предназначен для отработки первичных практических навыков по катетеризации.

Тренажер представляет собой усеченную нижнюю часть торса человека с мужскими половыми органами.

Габаритные размеры: до 60x40x30 см

Вес: до 1 кг

