

# Тренажера для зондирования и промывания желудка

## Назначение

Тренажер предназначен для изучения курса «Сестринское дело» в средних медицинских учебных заведениях.

Тренажер должен представлять собой модель головы, герметично соединенную прозрачным пищеводом с желудком.

Тренажер позволяет проводить следующие манипуляции:

- зондирование желудка;
- промывание желудка;
- обработка глаз, ушей;
- взятие мазков из зева.

Тренажер имеет габаритные размеры:

не более 80 х40х40 см

вес не более: 3,00 кг

